

見えない汚れが見える



SystemSURE Plus™

Ultraspap™



清浄度検査キット

**院内感染予防対策に便利！
 「どこでも」「簡単に」使用できます！**

製品名	ルミノメータ	検査試薬
型番	SS3 	US2020 
数量	1台	100本/箱
価格	89,000円 (税別)	19,000円 (税別)


NITTA CORPORATION

清浄度検査の指標

本製品は ATP (アデノシン三リン酸) を指標としています。ATP は生物 (or 生物の生産物) が必ず持っている化学物質で、細菌等の汚れがあれば、そこには必ず「ATP が存在する」ということになります。

実用例

- CDC (アメリカ疾病予防管理センター) の「環境清掃を評価する選択肢」において、「ATP 検査」は“環境表面”“洗浄効果”の評価手法のひとつとして位置づけられています。



使い方



綿棒をスワブチューブから抜き取り対象をふき取る。

綿棒を戻し上端部を折って試薬を下に落と

検査について